

- 細胞調製室(CPC)内での使用を考え、機能面・コスト面で最適な1次及び2次ガウンをセットにしました
- すべてガンマ線滅菌済み ※1次ガウン用グローブを除く(照射証明書を発行できます)
- 清浄グレードに応じた多重包装で、持ち込み時の除染バリデーションの手間を軽減します

### セット内容 (100セット)

#### 1次ガウン

- ◆ つなぎ服 (M・L・XL・XXL) 50着入 …2箱

#### 2次ガウン

- ◆ カバーオール (S・M・L・XL) 25着入 …4箱
- ◆ ブーツ (フリー) 100足入 …1箱
- ◆ フード (フリー) 100枚入 …1箱



1次ガウン



2次ガウン

※マスク・グローブ・ゴーグル等はセットには含まれておりません。これらは別途ご購入いただけます。

### 注文情報

商品コード	品名	入数	価格 (税別)
PB5001	PBio ガウニングセット ※1次ガウンのサイズ2種まで、2次ガウンのサイズ4種まで指定可能です。	100セット	¥436,000

### 個別購入・オプション品

品番	品名 (サイズ)	入数	包装形態	価格 (税別)
PB5001-001-□	1次ガウン用つなぎ服 (S・M・L・XL・XXL)	50着	1着/袋×25袋×2袋	¥45,000
PB5001-002-□	2次ガウン用カバーオール (S・M・L・XL)	25着	1着/2重袋×25袋×1袋	¥60,000
PB5001-003	2次ガウン用フード (フリー)	100個	1枚/袋×25袋×4袋×1袋	¥60,000
PB5001-004	2次ガウン用ブーツ (フリー)	100足	1足/袋×25袋×4袋×1袋	¥100,000
PB5001-005	2次ガウン用マスク(立体) (フリー)	200枚	1枚/袋×20袋×10袋×1袋	¥52,000
PB5001-006-□	2次ガウン用グローブ (6.0/6.5/7.0/7.5/8.0/8.5)	200双	1双/袋×10袋×20袋×1袋	¥52,000
PB5001-007	2次ガウン用マスク2 (フリー)	500枚	1枚/袋×50袋×10袋×1袋	¥70,000
PB5001-008-□	1次ガウン用グローブ※未滅菌 (S・M・L・XL)	1000枚 (500双)	100枚/2重袋×10袋	¥40,000

※各商品番号の末尾の□にはサイズが入ります。価格・仕様は予告なく変更する場合があります。


## ◆ PB5001-001 1次ガウン用つなぎ服

PBio 1次ガウン用つなぎ服

- フードから足先(靴カバー)まで一体型で、裾部分からの汚染を最小限にします
- 手首・足首・腰部分にゴムが入っています
- Cゾーンへの持ち込みを考慮した2重包装

□ サイズ目安(cm)

サイズ	全長	胸幅	袖長	股下	身長目安
S	155	60	72	70	~160
M	160	62	75	72	~170
L	163	64	77	75	~175
X L	165	66	79	77	175~
X X L	168	68	82	83	185~




## ◆ PB5001-002 2次ガウン用カバーオール

Kimbery-Clark社 キムテックピュアA5カバーオール

- Bゾーンへの持ち込みを考慮した3重包装
- **ガウン外側に触れることなく取り出せる**、独自のたたみ方とパッキング方法を採用
- 内側に折り込まれ内部のスナップで留められた腕と足部分、着用時に自動的に外れることで、**ガウンが床に接触すること無く着用できます**
- 袖口のループを親指に通すことで袖が捲れず、2枚目のグローブも楽に装着できます

□ サイズ目安(cm)

サイズ	胸幅	袖長	股下
S	62.9	88.3	72.4
M	68.6	90.8	75.6
L	71.8	94	77.5
X L	75.6	96.5	81.3



## ◆ PB5001-003 2次ガウン用フード

Kimbery-Clark社 キムテックピュアA5フード

- Bゾーンへの持ち込みを考慮した3重包装
- 首周りから肩にかけてしっかりガードしはみ出しを防ぎます



## ◆ PB5001-004 2次ガウン用ブーツ

Kimbery-Clark社 キムテックピュアA5ブーツ

- Bゾーンへの持ち込みを考慮した3重包装
- 足裏部分に滑り止め付き
- 履きやすさを考慮したたたみ方を採用



## ◆ PB5001-005 2次ガウン用マスク（立体）

Kimbery-Clark社 キムテックピュアM3パウチマスク

- 隙間があきやすいあご下にガードがついています
- 2本の頭かけゴムバンドでしっかり固定します
- 独自の形状で息苦しさを軽減。ノーズブリッジでゴーグルも曇りにくくなります
- 1枚ずつ個包装され全体で3重包装されています

□ マスク性能

Particle Filtration 効率 @0.1μm, %	97.2
Bacteria Filtration 効率 @0.1μm, %	96.0
Differential Pressure, mm H <sub>2</sub> O/cm <sup>2</sup>	71.8



## ◆ PB5001-006 2次ガウン用グローブ

バイオクリーンアルファグローブ


- 天然ゴムラテックス
- 長い手首でもたつきやすい袖口をしっかりガードします
- 1双ずつ個包装され、全体で3重包装されています



## ◆ PB5001-007 2次ガウン用マスク2

シールドH-III

- 3層ポリプロピレン不織布
- 頭掛けなので、フードの上から装着できます
- 1枚ずつ個包装され、全体で3重包装されています



## ◆ PB5001-008 1次ガウン用グローブ

RSラテックスグローブ ※未滅菌

- 経済的な左右兼用タイプ
- 長い手首で袖口をしっかりガードします。
- 2重目の手袋が装着しやすいスムースタイプ



お問い合わせ・販売元



ファーマバイオ株式会社

〒135-0064 東京都江東区青海二丁目7-4 the SOHO #804  
TEL: 03-6380-7821 FAX: 03-6380-7822

E-mail: info@pharmabio.co.jp URL: www.pharmabio.co.jp